

ApC Coniglio Anti-Umano Cd11A Anticorpo Monoclonale Per Fc - P20701

Numero articolo: CM0004467



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di coniglio che targeting CD11a umano (Integrina alfa-L, LFA-1) per citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'adesione dei leucociti, della migrazione e della formazione della sinapsi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD11a mAb
Osservazioni/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3683
Gene ID	3683
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 del CD11a umano (NP_002200.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio