


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd123 Per Citometria A Flusso - P26951

Numero articolo: CM0008182



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di conio targeting CD123 umano (IL-3R α) per citometria a flusso (FC). Adatto per la ricerca ematopoietica; riconosce il CD123 umano con un peso proteico di ~43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human CD123 mAb
Osservazioni/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Specie	Umano
Gene ID	3563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-378 del CD123 umano (NP_002174.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P26951
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio