

Apc Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd153 Per Fc - P32971

Numero articolo: CM0012385

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia il CD153 umano (CD30L, TNFSF8). Riconosce il CD153 umano, validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulla proliferazione dei linfociti T e sull'interazione CD30/CD153.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC mAb coniglio anti-umano CD153
Annotazioni/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Specie	Umana
GeneID (umano)	944
GeneID	944
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-234 del CD153 umano (NP_001235.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32971
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio