


Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano Cd161 Per Fc - Q12918

Numero articolo: CM0004561



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD161 umano (KLRB1). Immunogeno ricombinante derivato dagli amminoacidi 67-225. Validato per la citometria a flusso. Adatto per studi di immunofenotizzazione di cellule NK e cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb APC Rabbit anti-Umano CD161
Note/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3820
ID Gene	3820
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-225 del CD161 umano (NP_002249.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio