

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd162/Psgl-1 Umano Coniugato Con Apc Per Citometria A Flusso - Q14242

Numero articolo: CM0008579



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD162/PSGL-1 umano coniugato con APC (ligando 1 della glicoproteina P-selectina), validato per la citometria a flusso. Indicato per lo studio del rotolamento leucocitario, dell'adesione e dei processi infiammatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD162/PSGL-1 umano coniugato con APC
Note/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Specie	Uomo
ID gene	6404
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-295 di CD162/PSGL-1 umano (NP_002997.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q14242
Spedizione	Borsa refrigerante