


Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd172A/Sirpα Per Citometria A Flusso - P78324

Numero articolo: CM0012715



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD172a/SIRPα coniugato con APC, validato per la citometria a flusso. Bersaglia il dominio extracellulare; adatto per l'analisi in cellule vive dell'espressione di SIRPα su cellule mieloidi. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Coniglio anti-Umano CD172a/SIRPα
Note/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Specie	Umano
GeneID	140885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-370 di CD172a/SIRPα umano (NP_542970.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio