

Anticorpo Monoclonale Apc Di Coniglio Contro Cd177 Umano Per Citometria A Flusso - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0004474

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro CD177 umano (PRV-1, NB1 GP). Validato per citometria a flusso. Reactivo con l'uomo. Adatto per la ricerca su neutrofili e policitemia vera.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human CD177 mAb
Note/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Specie	Umana
GeneID (Umana)	57126
GeneID	57126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-407 di CD177 umano (NP_065139.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio