

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd185/Cxcr5 Per Fc - P32302

Numero articolo: CM0010017

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di coniglio che targeting del CD185/CXCR5 umano (BLR1), un recettore delle chemochine coinvolto nella migrazione delle cellule B e nel linfoma. Validato per la citometria a flusso. Proteina di membrana di ~42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD185/CXCR5 mAb
Osservazioni/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	643
Gene ID	643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-47 del CD185/CXCR5 umano (NP_033981.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P32302
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio