

Anticorpo Monoclonale Coniglio Apc Anti-Cd196/Ccr6 Umano Per Fc - P51684

Numero articolo: CM0005074



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato APC di coniglio anti-CD196/CCR6 umano, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio del traffico delle cellule immunitarie mediato dai recettori delle chemochine e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Rabbit anti-Human CD196/CCR6 mAb
Osservazioni/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Specie	Umano
GeneID (umano)	1235
GeneID	1235
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P51684
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio