


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd1B Per Citometria A Flusso - P29016

Numero articolo: CM0005125



introduzione

Anticorpo Monoclonale APC Coniglio anti-Umano CD1B per FC. Specifico per umano, validato per citometria a flusso, mirato a CD1B (P29016), una glicoproteina di superficie dei linfociti T che presenta antigeni lipidici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD1B mAb
Osservazioni/Alias	R1; CD1; CD1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	910
GeneID	910
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P29016
Peso Proteico	37kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio