


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd1C Umano Coniugato Con Apc Per Citometria A Flusso - P29017

Numero articolo: CM0010711



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-CD1c umano (BDCA1) coniugato con APC, validato per la citometria a flusso. Rileva una glicoproteina che presenta antigeni lipidici sulle cellule immunitarie, adatto per la ricerca in immunologia e sulle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD1c umano coniugato con APC
Note/alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	911
ID del gene	911
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-298 del CD1c umano (NP_001756.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P29017
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante