


Anticorpo Monoclonale Apc Di Coniglio Anti-Cd209/Dc-Sign Umano Per Fc - Q9Nnx6

Numero articolo: CM0009803



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con APC, diretto contro CD209/DC-SIGN umano (Q9NNX6). Validato per la citometria a flusso, consente il rilevamento preciso delle cellule dendritiche e lo studio della risposta immunitaria, del riconoscimento dei patogeni e delle interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC di coniglio anti-CD209/DC-SIGN umano
Note/alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	30835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-404 di CD209/DC-SIGN umano (NP_066978.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NNX6
Peso della proteina	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Spedizione	Imballaggio refrigerante