


Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano Cd213A1/IL-13R α 1 Per Citometria A Flusso - P78552

Numero articolo: CM0011514



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce il CD213a1/IL-13R α 1 umano, validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare la segnalazione di IL-13/IL-4, l'espressione dell'antigene cancro/testicolo e la biologia dei recettori per citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale APC Rabbit anti-Umano CD213a1/IL-13R α 1
Note/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Specie	Umano
GeneID	3597
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-343 del CD213a1/IL-13R α 1 umano (NP_001551.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78552
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio