

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Rabbit Anti-Umano Cd228/Mfi2 Per La Citometria A Flusso - P08582

Numero articolo: CM0005482



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce la CD228/Melanotransferrina (MFI2) umana. Validato per la citometria a flusso, adatto per la ricerca sull'assorbimento del ferro, sul melanoma e aree correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	mAb APC Rabbit anti-Umano CD228/MFI2
Note/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Specie	Umano
GeneID (umano)	4241
GeneID	4241
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-708 della CD228/MFI2 umana (NP_005920.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio