

Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano Cd244/2B4 Per Citometria A Flusso - Q9Bzw8

Numero articolo: CM0012800

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD244/2B4 umano (SLAMF4) per citometria a flusso. Riconosce il recettore 2B4 delle cellule Natural Killer coinvolto nell'attivazione delle cellule NK. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale APC Rabbit anti-Umano CD244/2B4
Note/Alias	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51744
ID Gene	51744
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-221 del CD244/2B4 umano (NP_001160135.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BZW8
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio