


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd261/Trail-R1 Coniugato Ad Apc Per Fc - 000220

Numero articolo: CM0012066



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC diretto contro CD261/TRAIL-R1 umano (DR4, TNFRSF10A) per citometria a flusso. Riconosce un recettore di morte da 50 kDa coinvolto nell'apoptosi indotta da TRAIL e nell'attivazione di NF-kB. Reattività umana validata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD261/TRAIL-R1 coniugato ad APC
Note/alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membro 10a della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umana
GeneID (umano)	8797
GeneID	8797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-232 di CD261/TRAIL-R1 umano (NP_003835.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O00220
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante