

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd27 Per Fc - P26842

Numero articolo: CM0010999



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD27 coniugato APC di alta qualità (clone non specificato), validato per citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio dell'espressione del recettore co-stimolatore del punto di controllo immunitario su linfociti T, cellule NK e linfociti B nella ricerca immunologica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb APC coniglio anti-umano CD27
Note/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
Specie	Umana
GeneID	939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 21-192 di CD27 umano (NP_001233.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio