

Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd270/Hvem Per Citometria A Flusso - Q92956

Numero articolo: CM0011155



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD270/HVEM umano (TNFRSF14), progettato per applicazioni di citometria a flusso nella ricerca immunologica e virologica. Rileva il CD270 endogeno sulle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	mAb APC Coniugato coniglio anti-umano CD270/HVEM
Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; Membro 14 della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8764
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-162 del CD270/HVEM umano (NP_003811.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92956
Peso Proteico	21kDa/30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio