

Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano Cd271/Ngfr Per Fc - P08138

Numero articolo: CM0008271



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC di alta qualità contro il CD271/NGFR umano (p75NTR) per applicazioni di citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione delle neurotrofine, dello sviluppo neuronale e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Rabbit anti-Umano CD271/NGFR
Note/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4804
GeneID	4804
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08138
Peso Molecolare Proteina	35kDa/45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio