

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd275/B7-H2/Icosl Per Fc - O75144

Numero articolo: CM0011879



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato APC contro CD275 umano (ligando ICOS) validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio della costimolazione delle cellule T, della biologia dei checkpoint immunitari e della differenziazione delle cellule B. SWISS: O75144.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD275/B7-H2/ICOSL mAb
Osservazioni/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Specie	Umano
GeneID	23308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-256 di CD275/B7-H2/ICOSL umano (NP_056074.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O75144
Peso proteico	20kDa/33kDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio