

Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano Cd33 Per Citometria A Flusso - P20138

Numero articolo: CM0009523



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC, diretto contro il CD33 umano (Siglec-3, gene ID 945), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio delle cellule della linea mieloide, della microglia e dei blasti di LMA. SWISS: P20138.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Rabbit anti-Umano CD33
Note/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Specie	Umano
GeneID	945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-259 del CD33 umano (NP_001763.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio