


Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano Cd38 Per Fc - P28907

Numero articolo: CM0012050



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD38 umano, adatto per la citometria a flusso. Mira all'ADP-ribosil ciclasi/cADPR idrolasi 1 (P28907), coinvolta nella segnalazione del calcio e nell'attivazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Rabbit anti-Umano CD38
Note/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	952
ID Gene	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio