


Anticorpo Monoclonale Apc Di Coniglio Anti-Umano Cd40 Per Fc - P25942

Numero articolo: CM0012741



introduzione

Anticorpo monoclonale APC coniugato di coniglio diretto contro CD40 umano (TNFRSF5, Bp50), validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia e per lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC di coniglio anti-umano CD40
Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Specie	Umano
ID del gene	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 del CD40 umano (NP_001241.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
Codice di accesso UniProt	P25942
Peso molecolare calcolato	31kDa
Condizioni di spedizione	Ghiaccio sintetico