

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Cd42B Umano Per Fc - P07359

Numero articolo: CM0004068



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con APC che targeting CD42b umano (GP1BA). Validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per la ricerca sulla funzione piastrinica, trombosi ed emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-CD42b umano mAb
Osservazioni/Alias	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; catena alfa della glicoproteina piastrinica Ib
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2811
GeneID	2811
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-531 del CD42b umano (NP_000164.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07359
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio