

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd44 Umano Coniugato Con Apc Per Fc - P16070

Numero articolo: CM0011986



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con APC diretto contro CD44 umano (P16070), validato per citometria a flusso. Ideale per studi sull'homing linfocitario, l'adesione e la migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD44 umano coniugato con APC
Note/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	960
GeneID	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-178 del CD44 umano (NP_000601.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P16070
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio