

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd45Rb Per Fc - P08575-9

Numero articolo: CM0011049

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro la CD45RB umana (isoforma 7 di PTPRC) per citometria a flusso. Rileva la CD45RB umana, l'antigene comune dei leucociti. Ideale per ricerche di immunofenotipizzazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC coniglio anti-umano CD45RB
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5788
ID gene	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-463 della CD45RB umana (XP_006711537.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P08575-9
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio