

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd47 Coniugato Ad Apc Per Fc - Q08722

Numero articolo: CM0006242



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato ad APC mirante al CD47 umano (IAP/OA3/MER6) per citometria a flusso. Validato con immunogeno ricombinante (aa 19-139), reagisce con umano. Peso molecolare 31-35kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-umano CD47 mAb
Osservazioni/Alias	IAP; OA3; MER6
Specie	Umano
GeneID (umano)	961
GeneID	961
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-139 del CD47 umano (NP_001768.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q08722
Peso proteico	31kDa/33kDa/35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio