

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd48, Senza Glicerolo Per Citometria A Flusso - P09326

Numero articolo: CM0009349



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro CD48 umano (SLAMF2), privo di glicerolo, convalidato per citometria a flusso. Adatto per l'immunofenotipizzazione delle cellule ematopoietiche e studi funzionali delle interazioni immunitarie mediate da CD48.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human CD48 mAb, privo di glicerolo
Annotazioni/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Specie	Umana
GeneID (Umana)	962
GeneID	962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-220 di CD48 umano (NP_001769.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09326
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio