

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd66A/Ceacam1 Umano Coniugato Con Apc Per Citometria A Flusso - P13688

Numero articolo: CM0010968



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC, diretto contro CD66a/CEACAM1 umano e validato per la citometria a flusso. Utile per la profilazione delle cellule immunitarie e per studi su cellule T, cellule NK e cellule tumorali. Riconosce CEACAM1 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD66a/CEACAM1 umano coniugato con APC
Note/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molecola di adesione cellulare 1 correlata all'antigene carcinoembrionario
Specie	Umano
ID gene (umano)	634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-428 di CD66a/CEACAM1 umano (NP_001703.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13688
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante