


Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Di Coniglio Anti-Cd81 Umano Per Citometria A Flusso - P60033

Numero articolo: CM0011598



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC, specifico per il CD81 umano (TAPA-1). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo rileva una tetraspanina coinvolta nella segnalazione dei linfociti B e nell'ingresso virale. Ideale per la ricerca in immunologia e virologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD81 umano coniugato APC
Note/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Specie	Umana
GenelD (Umano)	975
GenelD	975
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-199 del CD81 umano (NP_004347.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P60033
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca refrigerante