


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd9 Per Fc - P21926

Numero articolo: CM0008442



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro il CD9 umano, una tetraspanina coinvolta nell'adesione cellulare, l'attivazione piastrinica e la metastasi tumorale. Convalidato per applicazioni di citometria a flusso (FC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC Rabbit anti-Human CD9
Annotazioni/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Specie	Umana
GeneID (Umana)	928
GeneID	928
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 del CD9 umano (NP_001760.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21926
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio