

Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Uomo Cd95/Fas Per Citofluorimetria - P25445

Numero articolo: CM0005956



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia CD95/FAS (Apo-1, TNFRSF6) umano. Convalidato per la citofluorimetria, adatto per studi su apoptosi, tolleranza periferica e ricerca sull'omeostasi dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Uomo CD95/FAS mAb
Annotazioni/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	355
GeneID	355
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-173 di CD95/FAS umano (NP_000034.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P25445
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio