

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Egfr Per Citometria A Flusso - P00533

Numero articolo: CM0011294



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato APC di coniglio che si targeting dell'EGFR umano, validato per la citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 335-525). Ideale per la ricerca oncologica e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano EGFR mAb
Note/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio