


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Flt3/Cd135 Per Fc - P36888

Numero articolo: CM0005442



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC di alta qualità contro Flt3/CD135 umano (FLK2/STK1). Validato per citometria a flusso. Bersaglia un epitopo del dominio extracellulare; ideale per la ricerca su ematopoiesi e leucemie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale APC coniglio anti-umano Flt3/CD135
Annotazioni/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2322
GeneID	2322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-163 di Flt3/CD135 umano (NP_004110.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P36888
Peso proteico	108kDa/113kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio