


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Icam-1/Cd54 Per Citofluorimetria (Fc) - P05362

Numero articolo: CM0008624



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia ICAM-1 umana (CD54), validato per citofluorimetria. Immunogeno ricombinante che copre gli aminoacidi 28-480. Adatto per lo studio dell'adesione leucocitaria, della migrazione transendoteliale e della funzione del recettore virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC Rabbit anti-Human ICAM-1/CD54
Annotazioni/Alias	BB2; CD54; P3.58
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3383
GeneID	3383
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-480 di ICAM-1/CD54 umano (NP_000192.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio