


## ApC Coniglio Anti-IgG Umana (Fc) Anticorpo Monoclonale Per Fc - P01857

Numero articolo: CM0005613



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con APC mirante alla regione Fc dell'IgG umana. Validato per la citometria a flusso (FC) con reattività umana. Immunogeno proteico ricombinante. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | APC Coniglio anti-IgG Umana (Fc) mAb                                                                                          |
| Osservazioni/Alias  | IGHG1                                                                                                                         |
| Specie              | Umana                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)      | 3500                                                                                                                          |
| GeneID              | 3500                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-330 dell'IgG umana (Fc) (P01857) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione        | FC                                                                                                                            |
| Reattività Crociata | Umana                                                                                                                         |
| SWISS               | P01857                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |