


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Igg Umana (Fc) Per Citometria A Flusso - P01857

Numero articolo: CM0009241



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC che bersaglia la regione Fc delle IgG umane, validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sui linfociti B, gli studi sull'immunità umorale e lo sviluppo di anticorpi terapeutici. - P01857

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC coniglio anti-IgG umana (Fc)
Note/Alias	IGHG1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3500
ID gene	3500
Immunogeno	Proteina ricombinante (o frammento). Questa informazione è considerata commercialmente sensibile.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01857
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio