


Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato Di Coniglio Anti-IL-17A Umana Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - Q16552

Numero articolo: CM0008202



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-17A umana coniugato con APC, validato per citometria a flusso intracellulare. Adatto per campioni umani; ideale per la ricerca sulle cellule Th17, l'infiammazione e l'immunità mucosale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale APC di Coniglio anti-IL-17A Umana
Note/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3605
GeneID	3605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-155 dell'IL-17A umana (NP_002181.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q16552
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio