


Apc Coniglio Anti-IL-2 Umano Mab - P60568

Numero articolo: CM0008187



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro l'IL-2 umano (Interleuchina-2, TCGF). Progettato per citometria a flusso intracellulare (FC). Riconosce l'IL-2 umano, essenziale per la crescita dei linfociti T, la regolazione immunitaria e l'attività delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human IL-2 mAb
Note/Alias	IL-2; TCGF; linfocina
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3558
GeneID	3558
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-153 dell'IL-2 umano (NP_000577.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P60568
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio