


Anticorpo Monoclonale Coniglio Apc Anti-Umano Itga1/Cd49A Per Citometria A Flusso - P56199

Numero articolo: CM0011825



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC che targeting l'integrina alfa-1 umana (ITGA1/CD49a), validato per la citometria a flusso. Peso molecolare 131 kDa. Adatto per studiare la funzione del recettore del collagene/laminina e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-umano ITGA1/CD49a mAb
Osservazioni/Alias	VLA1; CD49a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3672
GeneID	3672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-1141 di ITGA1/CD49a umano (NP_852478.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P56199
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio