


Anticorpo Monoclonale Apc Di Coniglio Anti-Mertk Umano Per Fc - Q12866

Numero articolo: CM0004944



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro la tirosin-chinasi recettoriale MERTK umana. Validato per applicazioni in citometria a flusso (FC); mostra reattività crociata con l'uomo. Adatto per lo studio dell'eferocitosi, la clearance dei macrofagi e la segnalazione cellulare nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human MERTK mAb
Note/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosin-protein kinase Mer
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10461
GeneID	10461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-499 della MERTK umana (NP_006334.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q12866
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio