

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Di Coniglio Anti-Umano Mglur2 Per Fc - Q14416

Numero articolo: CM0004586



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il recettore metabotropico del glutammato 2 umano (mGluR2, GRM2) per citometria a flusso. Validato per campioni umani. Adatto per la ricerca neuroscientifica sulla trasmissione sinaptica e per studi sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale APC di coniglio anti-Umano mGluR2
Note/Alias	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2912
ID Gene	2912
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-498 di mGluR2 umano (NP_000830.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q14416
Peso Proteina	96kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio