

Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano Nectin-1/Cd111 Per Citofluorimetria - Q15223

Numero articolo: CM0009599



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che lega Nectin-1/CD111 umano. Validato per citofluorimetria, ideale per studi sull'adesione cellulare, lo sviluppo neurologico e l'ingresso virale. Reagisce con campioni umani. Supporta la ricerca in neuroscienza, virologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Rabbit anti-Umano Nectin-1/CD111
Note/Altri nomi	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5818
GeneID	5818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di Nectin-1/CD111 umano (NP_002846.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reazione Crociata	Umana
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa/51kDa/39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio