

Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato, Coniglio Anti-Umano Nt5E/Cd73 Per Citometria A Flusso - P21589

Numero articolo: CM0004237



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC diretto contro NT5E/CD73 umano, validato per citometria a flusso. Rileva l'ecto-5'-nucleotidasi ancorata a GPI (~63 kDa) coinvolta nella segnalazione dell'adenosina e nella ricerca immuno-oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Coniglio anti-Umano NT5E/CD73
Note/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4907
GeneID	4907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-547 di NT5E/CD73 umano (NP_002517.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P21589
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio