

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Podoplanina Umana Per Citometria A Flusso - Q86YI7

Numero articolo: CM0005802



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC di alta qualità diretto contro la podoplanina umana (PDPN), validato per applicazioni in citometria a flusso. Fondamentale per lo studio dei meccanismi di adesione cellulare, migrazione e invasione tumorale. Fornito da CamelBio per uso diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC coniglio anti-Podoplanina umana
Note/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Specie	Umana
GeneID (umano)	10630
GeneID	10630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-123 della Podoplanina umana (NP_006465.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q86YL7
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio