

Anticorpo Monoclonale Coniglio Apc Anti-Umano Siglec-8 Per Fc - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0009310



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC che si targeting su Siglec-8 umano, validato per la citometria a flusso. Riconosce la lectina 8 legante l'acido sialico sui basofili, mastociti ed eosinofili. Solo per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano Siglec-8 mAb
Osservazioni/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27181
Gene ID	27181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 17-363 di Siglec-8 umano (NP_055257.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NYZ4
Peso Proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio