

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Di Coniglio Anti-Cd127/Il-7R Umano/Scimmia Per Fc - P16871

Numero articolo: CM0005235



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD127/IL-7R umano/della scimmia (P16871) per citometria a flusso. Convalida l'espressione del recettore IL-7 nelle cellule immunitarie. Materia prima per IVD ad uso di ricerca da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale APC di coniglio anti-CD127/IL-7R Umano/Scimmia
Note/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3575
ID Gene	3575
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-236 del CD127/IL-7Rα umano (NP_002176.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cinocefalo
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio