


Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano/Scimmia Cd14 Per Citometria A Flusso - P08571

Numero articolo: CM0009938



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC riconosce il CD14 umano e del cinomolgo, adatto per la citometria a flusso. Il CD14 è un corecettore chiave dell'immunità innata per l'LPS batterico, espresso su monociti e macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Rabbit anti-Umano/Scimmia CD14
Note/Alias	CD14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	929
ID Gene	929
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 del CD14 umano (NP_000582.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio