

## Apc Coniugato A Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Umano/Scimmia - Cd19

Numero articolo: CM0010420

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC contro CD19, progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Dimostra reattività crociata con umano, scimmia cinomolga e scimmia rhesus. Ideale per immunofenotipizzazione e sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | APC Coniugato a Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD19 Umano/Scimmia                                                            |
| Note/Alias          | CD19                                                                                                                                 |
| Specie              | Scimmia                                                                                                                              |
| ID Gene (Umano)     | 930                                                                                                                                  |
| ID Gene (Scimmia)   | 102145514                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia (XP_005591597.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                   |
| Reattività Crociata | Umano, Cynomolgus, Rhesus                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 63kDa                                                                                                                                |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                |