


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd197/Ccr7 Per Fc - P32248

Numero articolo: CM0005225



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con APC mirante a CD197/CCR7 (P32248), validato per la citometria a flusso. Riconosce l'essere umano e la scimmia cinomolgo. Ideale per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano/Scimmia CD197/CCR7 mAb
Note/Alias	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1236
GeneID	1236
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P32248
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio